

# Aka-Brief #1 Pirinç

1						
	Rhaco Grit P320	Su	300 rpm	2 5 N	Düğüneşene kadar	BF, 125x
2						
	Largan 9	DiaMaxx Poly 9 µm	150 rpm	2 5 N	5 : 0 0 dak	BF, 125x
3						
	Daran	DiaDoublo Poly 3 µm	150 rpm	2 5 N	4 : 0 0 dak	BF, 250x
4						
*	Napal	DiaDoublo Poly 1 µm	150 rpm	2 0 N	2 : 0 0 dak	BF, 250x
5						
	Chemal	Fumed Silica 0.2 µm Alkaline**	150 rpm	2 0 N	2 : 0 0 dak	BF, 250x

Belirtilen zamanlar 300mm lik sistemler için ve baskı güçleri ise 40mm çapında tek numune içindir

250mm lik sistemler için zamanlar %30, 200mm lik sistemler için ise %100 arttırılmalıdır.

Daha geniş numuneler için baskı gücü arttırılmalı, daha küçük numuneler için ise azaltılmalıdır.

Zaman ve baskı gücü donanımına göre değişiklik gösterebilir.

\* 4.kademe opsiyoneldir.

\*\* 96 ml Fumed Silica, 2 ml H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> (30%), 2 ml NH<sub>4</sub>OH (25%).