

ÜRÜN BİLGİ FORMU

Ürün kodu, adı ve açıklaması

Yeni kod	Eski kod	Ad	Açıklama
73210860	8805	Aka-Clip, Stainless Steel Clip 100 Pcs.	Ufak sargılı çelik parça

Malzeme

Paslanmaz çelik parça.

Özellikler

“Ürün kodu, adı ve açıklaması” bölümüne bakınız.

Uygulama

Metalografik kalıplamada numuneleri kalıba yerleştirme kullanılan çelik klips.

Sağlık ve Güvenlik

Mevcut bilgilere dayalı olarak, bu ürün hiçbir şekilde sağlığa ve çevreye zararlı değildir. Bu ürün kimyasal madde yayan bir madde değildir ve sınıflandırmadan, etiketlemeden ve güvenlik bilgi formu gereksinimlerinden muaftır.

Bu ürün sadece yukarıda belirtilen uygulama kapsamında kullanılmalıdır.

ABD için sadece: NFPA Rating: Sağlık: 0. Yangın: 0. Reaktivite: 0. Diğer: 0

REACH bilgisi

Bu ürünün tüm maddeleri REACH'e uygundur.

Çevresel koşullar

Atıkların atımı yerel otoritelerin gereksinimlerine uygun olarak yapılmalıdır.

ÜRÜN BİLGİ FORMU

Depolama bilgisi

Direk güneş ışından uzakta 5 – 40°C ortam sıcaklığında depolanmalıdır. Raf ömrü belirsizdir.