

ÜRÜN BİLGİ FORMU

Ürün kodu, adı ve açıklaması

Yeni kod	Eski kod	Ad	Açıklama
73112510	8825	Aka-Mould 25 mm 10 Pcs.	2 parçadan oluşan plastik kap
73113010	8830	Aka-Mould 30 mm 10 Pcs.	2 parçadan oluşan plastik kap
73114010	8840	Aka-Mould 40 mm 10 Pcs.	2 parçadan oluşan plastik kap
73115010	8850	Aka-Mould 50 mm 10 Pcs.	2 parçadan oluşan plastik kap

Malzeme

2 parçalı polimer parça

Özellikler

"Ürün kodu, adı ve açıklaması" bölümüne bakınız.

Uygulama

Metalografik kalıplama bileşenlerinin kurlenme kalıbı.

Sağlık ve Güvenlik

Mevcut bilgilere dayalı olarak, bu ürün hiçbir şekilde sağlığa ve çevreye zararlı değildir. Bu ürün kimyasal madde yayan bir madde değildir ve sınıflandırmadan, etiketlemeden ve güvenlik bilgi formu gereksinimlerinden muaftır.

Bu ürün sadece yukarıda belirtilen uygulama kapsamında kullanılmalıdır.

ABD için sadece: NFPA Rating: Sağlık: 0. Yangın: 0. Reaktivite: 0. Diğer: 0

REACH bilgisi

Bu ürünün tüm maddeleri REACH'e uygundur.

ÜRÜN BİLGİ FORMU

Çevresel koşullar

Atıkların atımı yerel otoritelerin gereksinimlerine uygun olarak yapılmalıdır. Ürün yıprandığında plastik atık olarak yeniden dönüştürülebilir.

Depolama bilgisi

Direk güneş ışından uzakta 5 – 40°C ortam sıcaklığında depolanmalıdır. Raf ömrü belirsizdir.