

ÜRÜN BİLGİ FORMU

Ürün kodu, adı ve açıklaması

Yeni kod	Eski kod	Ad	Açıklama
11252160		Aka-Cut Fe60 Cut-off wheel 250 mm dia.	Kahverengi disk
11302160		Aka-Cut Fe60 Cut-off wheel 300 mm dia.	Kahverengi disk
11352160		Aka-Cut Fe60 Cut-off wheel 350 mm dia.	Kahverengi disk
11402160		Aka-Cut Fe60 Cut-off wheel 400 mm dia.	Kahverengi disk
11432160		Aka-Cut Fe60 Cut-off wheel 432 mm dia.	Kahverengi disk
11252150		Aka-Cut Fe50 Cut-off wheel 250 mm dia.	Kahverengi disk
11302150		Aka-Cut Fe50 Cut-off wheel 300 mm dia.	Kahverengi disk
11352150		Aka-Cut Fe50 Cut-off wheel 350 mm dia.	Kahverengi disk
11402150		Aka-Cut Fe50 Cut-off wheel 400 mm dia.	Kahverengi disk
11432150		Aka-Cut Fe50 Cut-off wheel 432 mm dia.	Kahverengi disk
11252120		Aka-Cut Ti20 Cut-off wheel 250 mm dia.	Kahverengi disk
11302120		Aka-Cut Ti20 Cut-off wheel 300 mm dia.	Kahverengi disk
11352120		Aka-Cut Ti20 Cut-off wheel 350 mm dia.	Kahverengi disk
11402120		Aka-Cut Ti20 Cut-off wheel 400 mm dia.	Kahverengi disk
11432120		Aka-Cut Ti20 Cut-off wheel 432 mm dia.	Kahverengi disk
11252110		Aka-Cut NF10 Cut-off wheel 250 mm dia.	Kahverengi disk
11302110		Aka-Cut NF10 Cut-off wheel 300 mm dia.	Kahverengi disk
11352110		Aka-Cut NF10 Cut-off wheel 350 mm dia.	Kahverengi disk
11402110		Aka-Cut NF10 Cut-off wheel 400 mm dia.	Kahverengi disk
11432110		Aka-Cut NF10 Cut-off wheel 432 mm dia.	Kahverengi disk
11431140	9103	Aka-Cut 500 HV Cut-off wheel 432 mm dia	Kahverengi disk
11251140	9133	Aka-Cut 500 HV Cut-off wheel 254 mm dia.	Kahverengi disk
11301140	9153	Aka-Cut 500 HV Cut-off wheel 305 mm dia.	Kahverengi disk

ÜRÜN BİLGİ FORMU

11351140	9183	Aka-Cut 500 HV Cut-off wheel 354 mm dia.	Kahverengi disk
11411140	9203	Aka-Cut 500 HV Cut-off wheel 406 mm dia.	Kahverengi disk
11151170	9456	Cut-off wheel 150 mm dia., 500 - 1000 HV	Siyah disk
11151140	9457	Cut-off wheel 150 mm dia., 150 - 700 HV	Siyah disk
11151110	9459	Cut-off wheel 150 mm dia., 50 - 400 HV Non Ferrous	Siyah disk
11152110		Aka-Cut NF10 Cut-off wheel 150 mm dia.	Kahverengi disk
11152140		Aka-Cut Fe40 Cut-off wheel 150 mm dia.	Kahverengi disk
11152160		Aka-Cut Fe60 Cut-off wheel 150 mm. dia.	Kahverengi disk

Malzeme

Reçine bağlayıcılı alüminyum oksit veya silikon karbit.

Özellikler

"Ürün kodu, adı ve açıklaması" bölümüne bakınız.

Uygulama

Su bazlı soğutma sıvısı donanımlı metalografik kesme cihazlarında kullanılan metalografik kesme işlemi.

Sağlık ve Güvenlik

Mevcut bilgilere dayalı olarak, bu ürün hiçbir şekilde sağlığa ve çevreye zararlı değildir. Bu ürün kimyasal madde yayan bir madde değildir ve sınıflandırmadan, etiketlemeden ve güvenlik bilgi formu gereksinimlerinden muaftır.

Bu ürün sadece yukarıda belirtilen uygulama kapsamında kullanılmalıdır.

ABD için sadece: NFPA Rating: Sağlık: 0. Yangın: 0. Reaktivite: 0. Diğer: 0

REACH bilgisi

Bu ürünün tüm maddeleri REACH'e uygundur.

ÜRÜN BİLGİ FORMU

Çevresel koşullar

Atıkların atımı yerel otoritelerin gereksinimlerine uygun olarak yapılmalıdır. Ürün yıprandığında plastik atık olarak yeniden dönüştürülebilir.

Depolama bilgisi

Direk güneş ışından uzakta 5 – 40°C ortam sıcaklığında depolanmalıdır. Raf ömrü 2 yıldır ve ürün üzerine basılıdır.