

# ÜRÜN BİLGİ FORMU

## Ürün kodu, adı ve açıklaması

Yeni kod	Eski kod	Ad	Açıklama
42359013	3910	Mag-Chemal ø350 mm 5 Pcs.	Siyah keçeli siyah disk
42357013	3920	Mag-Napal ø350 mm 5 Pcs.	Kahverengi keçeli siyah disk
42356013	3930	Mag-Plural ø350 mm 5 Pcs.	Mavi keçeli siyah disk
42355013	3940	Mag-Moran ø350 mm 5 Pcs.	Ten renkli keçeli siyah disk
42352513	3950	Mag-Daran ø350 mm 5 Pcs.	Beyaz keçeli siyah disk
42353013	3955	Mag-Ramda ø350 mm 5 Pcs.	Mavi keçeli siyah disk
42352013	3961	Mag-Paran-S ø350 mm 5 Pcs.	Beyaz keçeli siyah disk
42351013	3970	Mag-Plaran ø350 mm 5 Pcs.	Beyaz keçeli siyah disk
42209013	4010	Mag-Chemal ø200 mm 5 Pcs.	Siyah keçeli siyah disk
42207013	4020	Mag-Napal ø200 mm 5 Pcs.	Kahverengi keçeli siyah disk
42206013	4030	Mag-Plural ø200 mm 5 Pcs.	Mavi keçeli siyah disk
42205013	4040	Mag-Moran ø200 mm 5 Pcs.	Ten renkli keçeli siyah disk
42202513	4050	Mag-Daran ø200 mm 5 Pcs.	Beyaz keçeli siyah disk
42203013	4055	Mag-Ramda ø200 mm 5 Pcs.	Mavi keçeli siyah disk
42202013	4061	Mag-Paran-S ø200 mm 5 Pcs.	Beyaz keçeli siyah disk
42201013	4070	Mag-Plaran ø200 mm 5 Pcs.	Beyaz keçeli siyah disk
42259013	4110	Mag-Chemal ø250 mm 5 Pcs.	Siyah keçeli siyah disk
42257013	4120	Mag-Napal ø250 mm 5 Pcs.	Kahverengi keçeli siyah disk
42256013	4130	Mag-Plural ø250 mm 5 Pcs.	Mavi keçeli siyah disk
42255013	4140	Mag-Moran ø250 mm 5 Pcs.	Ten renkli keçeli siyah disk
42252513	4150	Mag-Daran ø250 mm 5 Pcs.	Beyaz keçeli siyah disk
42253013	4155	Mag-Ramda ø250 mm 5 Pcs.	Mavi keçeli siyah disk
42252013	4161	Mag-Paran-S ø250 mm 5 Pcs.	Beyaz keçeli siyah disk

# ÜRÜN BİLGİ FORMU

42251013	4170	Mag-Plaran ø250 mm 5 Pcs.	Beyaz keçeli siyah disk
42309013	4210	Mag-Chemal ø300 mm 5 Pcs.	Siyah keçeli siyah disk
42307013	4220	Mag-Napal ø300 mm 5 Pcs.	Kahverengi keçeli siyah disk
42306013	4230	Mag-Plural ø300 mm 5 Pcs.	Mavi keçeli siyah disk
42305013	4240	Mag-Moran ø300 mm 5 Pcs.	Ten renkli keçeli siyah disk
42302513	4250	Mag-Daran ø300 mm 5 Pcs.	Beyaz keçeli siyah disk
42303013	4255	Mag-Ramda ø300 mm 5 Pcs.	Mavi keçeli siyah disk
42302013	4261	Mag-Paran-S ø300 mm 5 Pcs.	Beyaz keçeli siyah disk
42301013	4270	Mag-Plaran ø300 mm 5 Pcs.	Beyaz keçeli siyah disk
42205113		Mag-Moran-U, 200 mm dia.,5 pcs.	Ten renkli keçeli siyah disk
42255113		Mag-Moran-U, 250 mm dia.,5 pcs.	Ten renkli keçeli siyah disk
42305113		Mag-Moran-U, 300 mm dia.,5 pcs.	Ten renkli keçeli siyah disk
42355113		Mag-Moran-U, 350 mm dia.,5 pcs.	Ten renkli keçeli siyah disk
42204013		Mag-Silk, 200 mm dia.,5 pcs.	Beyaz keçeli siyah disk
42254013		Mag-Silk, 250 mm dia.,5 pcs.	Beyaz keçeli siyah disk
42304013		Mag-Silk, 300 mm dia.,5 pcs.	Beyaz keçeli siyah disk
42354013		Mag-Silk, 350 mm dia.,5 pcs.	Beyaz keçeli siyah disk

## Malzeme

Renkli kumaşlı, yapıştırıcılı metal çelik disk.

## Özellikler

“Ürün kodu, adı ve açıklaması” bölümüne bakınız.

## Uygulama

Metalografik , zımparalama, ince zımparalama ve parlatma

# ÜRÜN BİLGİ FORMU

## Sağlık ve Güvenlik

Mevcut bilgilere dayalı olarak, bu ürün hiçbir şekilde sağlığa ve çevreye zararlı değildir. Bu ürün kimyasal madde yayan bir madde değildir ve sınıflandırmadan, etiketlemeden ve güvenlik bilgi formu gereksinimlerinden muaftır.

Bu ürün sadece yukarıda belirtilen uygulama kapsamında kullanılmalıdır.

ABD için sadece: NFPA Rating: Sağlık: 0. Yangın: 0. Reaktivite: 0. Diğer: 0

## REACH bilgisi

Bu ürünün tüm maddeleri REACH'e uygundur.

## Çevresel koşullar

Atıkların atımı yerel otoritelerin gereksinimlerine uygun olarak yapılmalıdır. Ürün yıprandığında kumaş kısmı temizlenerek çelik atık olarak yeniden dönüştürülebilir.

## Depolama bilgisi

Direk güneş ışından uzakta 5 – 40°C ortam sıcaklığında depolanmalıdır. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren asgari 4 yıldır. 5 °C de depolama raf ömrünü uzatacaktır.