

# MULTIPOOL ADVANCED PLUS

## Otomatik Zimparalama-Parlatma Cihazı

Multipol Advanced Plus, metalografik numune hazırlama işlemlerinde kullanılan otomatik bir zımparalama ve parlatma cihazıdır. Servo motora sahip numune tutucu ünitesi sayesinde hassas yüzeylerde dahi mükemmel sonuçlar elde etmenizi sağlar.

- | Tek veya çift diskli tasarım
- | Çıkarılabilir ve debi ayarlı musluklar sayesinde kolay temizlik
- | Opsiyonel dozajlama sistemi
- | Numune tutucu ünite, çalışma esnasında sabit kalarak tek tarafa hazırlanması gereken hassas kaplamalarda kullanılabilir.
- | Kendini temizleyen küvet sistemi



## / TEKNİK VERİLER

**50-650** RPM

Disk hızı

**0-200** RPM

Otomatik numune tutucu ünite hızı

**10-60** N

Baskı kuvveti

## / ÜRÜN DETAYLARI



## / TEKNİK ÖZELLİKLER

Disk Seçenekleri

**Ø200/250/300**mm

Numune kapasitesi

**6xØ40-25**  
**3xØ50**mm

Kontrol

**Renkli dokunmatik panel**

Disk Dönüş Yönü

**Çift yön**

Motor (disk)

**AC/0.75**kW

Motor (kafa)

**Servo/0.75**kW

Ölçüler ( w x d x h)

**585x695x700**mm \*  
**760x695x700**mm \*\*

Ağırlık

**95**kg \*  
**120**kg \*\*

Güç Kaynağı

**200-240V**  
**50/60**Hz

\*Tek Diskli ————— \*\*Çift Diskli