

MULTIPOL EASY & EASY PLUS

Manuel Zimparalama-Parlatma Cihazı

Multipol Easy, rutin metalografik numune hazırlama süreçlerinizde, size en iyi kaliteyi en ekonomik şekilde sunabilen manuel bir zimparalama ve parlatma cihazıdır.

Multipol Easy Plus ise sahip olduğu baskı kontrol ekranı sayesinde tecrübesiz ellerde dahi mükemmel yüzeyler elde etmenizi sağlayacak dokunmatik kontrol panele sahip manuel bir zimparalama parlatma cihazıdır.

- | Tek veya çift diskli tasarım
- | Çıkarılabilir ve debi ayarlı musluklar sayesinde kolay temizlik
- | 150 ve 300 rpm zimparalama ve parlatma kısayol tuşları^^
- | Uygulanan baskının Newton cinsinden gösterimi ile manuel hazırlamada dahi mükemmel sonuçlar^^



^^Multipol Easy Plus

/ TEKNİK VERİLER

50-650 RPM

Disk hızı

AC/0.75 KW

Motor (disk)

IP67

Tuş Takımı

/ ÜRÜN DETAYLARI



/ TEKNİK ÖZELLİKLER

Disk Seçenekleri

Ø200/250/300mm

Disk Dönüş Yönü

Tek y n[^]
Çift y n^{^^}

Kontrol

Analog[^]
Dokunmatik panel^{^^}

Ölçüler (w x d x h)

585x695x260mm *
760x695x260mm **

Ağırlık

45kg *
75kg **

Güç Kaynağı

200-240V
50/60Hz

*Tek Diskli

**Çift Diskli

^Multipol Easy

^^Multipol Easy Plus

