

MULTIPOL SENSE

Tam Otomatik Zımparalama-Parlatma Cihazı

Multipol Sense, sahip olduđu üstün teknolojik donanımı sayesinde kullanıcılarına metalografik numune hazırlamanın tüm süreçlerinde en yenilikçi çözümleri sunan tam otomatik bir zımparalama ve parlatma cihazıdır.

- | Tek veya çift diskli tasarım
- | Çıkarılabilir ve debi ayarlı musluklar sayesinde kolay temizlik
- | Otomatik dozajlama sistemi
- | Farklı malzemeler için numune hazırlama metotları oluşturma
- | Kendini temizleyen kuvvet sistemi



/ TEKNİK VERİLER

50-650 RPM

Disk hızı

0-200 RPM

Otomatik kafa hızı

10-60 N

Baskı kuvveti

5 Pompa

Otomatik Dozajlama


15 Kayıt

Program Hafızası

28 ml/dk

Pompa Hızı

/ ÜRÜN DETAYLARI



/ TEKNİK ÖZELLİKLER

Disk Seçenekleri

Ø200/250/300mm

Numune kapasitesi

6xØ40-25mm
3xØ50mm

Kontrol

Renkli dokunmatik panel

Disk Dönüş Yönü

Çift yön

Motor (disk)

AC/0.75kW

Motor (kafa)

Servo/0.75kW

Ölçüler (w x d x h)

585x695x720mm *
760x695x720mm **

Ağırlık

95kg *
120kg **

Güç Kaynağı

200-240V
50/60Hz

*Tek Diskli ————— **Çift Diskli