

ÜRÜN BİLGİ FORMU

Ürün kodu, adı ve açıklaması

Yeni kod	Ad	Açıklama
75131201	Aka-Ronan 3D, Magnet Adapter ø200 mm 2 Pcs.	Kabartmalı desenli siyah metal disk
75131251	Aka-Ronan 3D, Magnet Adapter ø250 mm 2 Pcs.	Kabartmalı desenli siyah metal disk
75131301	Aka-Ronan 3D, Magnet Adapter ø300 mm 2 Pcs.	Kabartmalı desenli siyah metal disk

Malzeme

Siyah reçine kaplamalı çelik disk.

Özellikler

"Ürün kodu, adı ve açıklaması" bölümüne bakınız.

Uygulama

Kendinden yapışkanlı keçeleri manyetik sistemli metalografik parlatma ve zımparalama cihazına uygulama adaptör diski.

Sağlık ve Güvenlik

Mevcut bilgilere dayalı olarak, bu ürün hiçbir şekilde sağlığa ve çevreye zararlı değildir. Bu ürün kimyasal madde yayan bir madde değildir ve sınıflandırmadan, etiketlemeden ve güvenlik bilgi formu gereksinimlerinden muaftır.

Bu ürün sadece yukarıda belirtilen uygulama kapsamında kullanılmalıdır.

ABD için sadece: NFPA Rating: Sağlık: 0. Yangın: 0. Reaktivite: 0. Diğer: 0

REACH bilgisi

ÜRÜN BİLGİ FORMU

Bu ürünün tüm maddeleri REACH'e uygundur.

Çevresel koşullar

Atıkların atımı yerel otoritelerin gereksinimlerine uygun olarak yapılmalıdır. Ürün yıprandığında çelik atık olarak yeniden dönüştürülebilir.

Depolama bilgisi

Direk güneş ışından uzakta 5 – 40°C ortam sıcaklığında depolanmalıdır. Raf ömrü belirsizdir.