

ÜRÜN BİLGİ FORMU

Ürün kodu, adı ve açıklaması

Yeni kod	Eski kod	Ad	Açıklama
75130202	4310	Aka-Ronan, Magnet Adapter ø200 mm 2 Pcs.	Yeşil/sarı kaplamalı siyah çelik disk
75130252	4320	Aka-Ronan, Magnet Adapter ø250 mm 2 Pcs.	Yeşil/sarı kaplamalı siyah çelik disk
75130302	4330	Aka-Ronan, Magnet Adapter ø300 mm 2 Pcs.	Yeşil/sarı kaplamalı siyah çelik disk

Malzeme

Renkli reçine kaplamalı metal çelik disk.

Özellikler

"Ürün kodu, adı ve açıklaması" bölümüne bakınız.

Uygulama

Kendinden yapışkanlı keçeleri manyetik sistemli metalografik parlatma ve zımparalama cihazına uygulama adaptör diski.

Sağlık ve Güvenlik

Mevcut bilgilere dayalı olarak, bu ürün hiçbir şekilde sağlığa ve çevreye zararlı değildir. Bu ürün kimyasal madde yayan bir madde değildir ve sınıflandırmadan, etiketlemeden ve güvenlik bilgi formu gereksinimlerinden muaftır.

Bu ürün sadece yukarıda belirtilen uygulama kapsamında kullanılmalıdır.

ABD için sadece: NFPA Rating: Sağlık: 0. Yangın: 0. Reaktivite: 0. Diğer: 0

REACH bilgisi

ÜRÜN BİLGİ FORMU

Bu ürünün tüm maddeleri REACH'e uygundur.

Çevresel koşullar

Atıkların atımı yerel otoritelerin gereksinimlerine uygun olarak yapılmalıdır. Ürün yıprandığında çelik atık olarak yeniden dönüştürülebilir.

Depolama bilgisi

Direk güneş ışından uzakta 5 – 40°C ortam sıcaklığında depolanmalıdır. Raf ömrü belirsizdir.