

ÜRÜN BİLGİ FORMU

Ürün kodu, adı ve açıklaması

Yeni kod	Eski kod	Ad	Açıklama
31212010	6520	Aka-Piatto 80 ø200mm 1 Pcs.	Kırmızı kaplamalı siyah disk
31412010	6522	Aka-Piatto 80+ ø200mm 1 Pcs.	Kırmızı kaplamalı siyah disk
31212020	6530	Aka-Piatto 120 ø200mm 1 Pcs.	Sarı kaplamalı siyah disk
31412020	6532	Aka-Piatto 120+ ø200mm 1 Pcs.	Sarı kaplamalı siyah disk
31212030	6540	Aka-Piatto 220 ø200mm 1 Pcs.	Yeşil kaplamalı siyah disk
31412030	6542	Aka-Piatto 220+ ø200mm 1 Pcs.	Yeşil kaplamalı siyah disk
31212045	6550	Aka-Piatto 600 ø200mm 1 Pcs.	Mavi kaplamalı siyah disk
31412045	6552	Aka-Piatto 600+ ø200mm 1 Pcs.	Mavi kaplamalı siyah disk
31212060	6560	Aka-Piatto 1200 ø200mm 1 Pcs.	Siyah kaplamalı siyah disk
31412060	6562	Aka-Piatto 1200+ ø200mm 1 Pcs.	Siyah kaplamalı siyah disk
31212075	6570	Aka-Piatto 2400 ø200mm 1 Pcs.	Pembe kaplamalı siyah disk
31212510	6620	Aka-Piatto 80 ø250mm 1 Pcs.	Kırmızı kaplamalı siyah disk
31412510	6622	Aka-Piatto 80+ ø250mm 1 Pcs.	Kırmızı kaplamalı siyah disk
31212520	6630	Aka-Piatto 120 ø250mm 1 Pcs.	Sarı kaplamalı siyah disk
31412520	6632	Aka-Piatto 120+ ø250mm 1 Pcs.	Sarı kaplamalı siyah disk
31212530	6640	Aka-Piatto 220 ø250mm 1 Pcs.	Yeşil kaplamalı siyah disk
31412530	6642	Aka-Piatto 220+ ø250mm 1 Pcs.	Yeşil kaplamalı siyah disk
31212545	6650	Aka-Piatto 600 ø250mm 1 Pcs.	Mavi kaplamalı siyah disk
31412545	6652	Aka-Piatto 600+ ø250mm 1 Pcs.	Mavi kaplamalı siyah disk
31212560	6660	Aka-Piatto 1200 ø250mm 1 Pcs.	Siyah kaplamalı siyah disk
31412560	6662	Aka-Piatto 1200+ ø250mm 1 Pcs.	Siyah kaplamalı siyah disk
31212575	6670	Aka-Piatto 2400 ø250mm 1 Pcs.	Pembe kaplamalı siyah disk
31213010	6720	Aka-Piatto 80 ø300mm 1 Pcs.	Kırmızı kaplamalı siyah disk

ÜRÜN BİLGİ FORMU

31413010	6722	Aka-Piatto 80+ ø300mm 1 Pcs.	Kırmızı kaplamalı siyah disk
31213020	6730	Aka-Piatto 120 ø300mm 1 Pcs.	Sarı kaplamalı siyah disk
31413020	6732	Aka-Piatto 120+ ø300mm 1 Pcs.	Sarı kaplamalı siyah disk
31213030	6740	Aka-Piatto 220 ø300mm 1 Pcs.	Yeşil kaplamalı siyah disk
31413030	6742	Aka-Piatto 220+ ø300mm 1 Pcs.	Yeşil kaplamalı siyah disk
31213045	6750	Aka-Piatto 600 ø300mm 1 Pcs.	Mavi kaplamalı siyah disk
31413045	6752	Aka-Piatto 600+ ø300mm 1 Pcs.	Mavi kaplamalı siyah disk
31213060	6760	Aka-Piatto 1200 ø300mm 1 Pcs.	Siyah kaplamalı siyah disk
31413060	6762	Aka-Piatto 1200+ ø300mm 1 Pcs.	Siyah kaplamalı siyah disk
31213075	6770	Aka-Piatto 2400 ø300mm 1 Pcs.	Pembe kaplamalı siyah disk
31213510	6820	Aka-Piatto 80 ø350mm 1 Pcs.	Kırmızı kaplamalı siyah disk
31213520	6830	Aka-Piatto 120 ø350mm 1 Pcs.	Sarı kaplamalı siyah disk
31213530	6840	Aka-Piatto 220 ø350mm 1 Pcs.	Yeşil kaplamalı siyah disk
31213545	6850	Aka-Piatto 600 ø350mm 1 Pcs.	Mavi kaplamalı siyah disk
31213560	6860	Aka-Piatto 1200 ø350mm 1 Pcs.	Siyah kaplamalı siyah disk

Malzeme

Renkli elmas reçine kaplamalı metal çelik disk.

Özellikler

“Ürün kodu, adı ve açıklaması” bölümüne bakınız.

Uygulama

Metalografik, zımparalama, ince zımparalama ve parlatma

ÜRÜN BİLGİ FORMU

Sağlık ve Güvenlik

Mevcut bilgilere dayalı olarak, bu ürün hiçbir şekilde sağlığa ve çevreye zararlı değildir. Bu ürün kimyasal madde yayan bir madde değildir ve sınıflandırmadan, etiketlemeden ve güvenlik bilgi formu gereksinimlerinden muaftır.

Bu ürün sadece yukarıda belirtilen uygulama kapsamında kullanılmalıdır.

ABD için sadece: NFPA Rating: Sağlık: 0. Yangın: 0. Reaktivite: 0. Diğer: 0

REACH bilgisi

Bu ürünün tüm maddeleri REACH'e uygundur.

Çevresel koşullar

Atıkların atımı yerel otoritelerin gereksinimlerine uygun olarak yapılmalıdır. Ürün yıprandığında çelik atık olarak yeniden dönüştürülebilir.

Depolama bilgisi

Direk güneş ışından uzakta 5 – 40°C ortam sıcaklığında depolanmalıdır. Raf ömrü satın alma tarihinden itibaren 5 yıldır.