

ÜRÜN BİLGİ FORMU

ÜRÜN kodu, adı ve açıklaması

| Yeni kod | Eski kod | Ad | Açıklama |
|----------|----------|--|---|
| 75152202 | 4313 | Aka-Rhaco Flex, Magnet Adapter ø200 mm | Şeffaf kauçuk kaplı kahverengi esnek disk |
| 75152232 | 4316 | Aka-Rhaco Flex, Magnet Adapter ø230 mm | Şeffaf kauçuk kaplı kahverengi esnek disk |
| 75152252 | 4323 | Aka-Rhaco Flex, Magnet Adapter ø250 mm | Şeffaf kauçuk kaplı kahverengi esnek disk |
| 75152302 | 4333 | Aka-Rhaco Flex, Magnet Adapter ø300 mm | Şeffaf kauçuk kaplı kahverengi esnek disk |
| 75152352 | 4343 | Aka-Rhaco Flex, Magnet Adapter ø350 mm | Şeffaf kauçuk kaplı kahverengi esnek disk |

Malzeme

Şeffaf silikon kaplamalı manyetik kauçuk disk.

Özellikler

"ÜRÜN kodu, adı ve açıklaması" bölümüne bakınız.

Uygulama

Düz zımpara kağıtlarını manyetik sistemli metalografik parlatma ve zımparalama cihazına uygulama adaptör diski.

Sağlık ve Güvenlik

Mevcut bilgilere dayalı olarak, bu ürün hiçbir şekilde sağlığa ve çevreye zararlı değildir. Bu ürün kimyasal madde yayan bir madde değildir ve sınıflandırmadan, etiketlemeden ve güvenlik bilgi formu gereksinimlerinden muaftır.

Bu ürün sadece yukarıda belirtilen uygulama kapsamında kullanılmalıdır.

ABD için sadece: NFPA Rating: Sağlık: 0. Yangın: 0. Reaktivite: 0. Diğer: 0

ÜRÜN BİLGİ FORMU

REACH bilgisi

Bu ürünün tüm maddeleri REACH'e uygundur.

Çevresel koşullar

Atıkların atımı yerel otoritelerin gereksinimlerine uygun olarak yapılmalıdır.

Depolama bilgisi

Direk güneş ışından uzakta 5 – 40°C ortam sıcaklığında depolanmalıdır. Raf ömrü satın alma tarihinden itibaren 3 yıldır.