



MULTICUT EASY PLUS

Donanım:

- Cihaza çapı 100-300 mm iç çapı 12.7 ve 32 mm olan elmas ve metalografik kesme diskleri takılabilmektedir.
- Özel darbeye ve çizilmeye dayanıklı toz boyalı çelik kasa ve darbe ve korozyona dayalı su akışını kolaylaştıran özel kaplama
- İç kabin için etkili LED aydınlatma
- Çift yönlü etkili soğutma sistemi
- Sahip olduğu özel yassı kesme motoru ve çift yönlü açılabilen kapaklar sayesinde geniş çalışma alanı
- Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar ile laboratuvarınıza uygun kurulum
- Kesme kolu konumunun kullanıcıya uygun olarak ayarlanabilmesi
- Güvenlik düzenlemelerine uygun ön konumlu acil stop düğmesi
- Havalandırma çıkışı
- Güvenli ve kolay kesme diski takma mekanizması
- Kolay açılabilen ve bırakıldığı yükseklikte kalabilen kapak sistemi
- Hem motor hem de kapak için gas springsiz ömür boyu garantili yay sistemi.
- Geniş iç hacim gözetleme penceresi
- Farklı şekil ve ebatlara uygun çeşitli numune bağlama sistem seçenekleri
- Y eksende boşluksuz hareket eden manuel hareketli kesme tablası
- Kesme diskinin istenilen yükseklikte kilitleme mekanizması

Teknoloji:

- 3 kW 2800 rpm güçlü ve yassı kesme motoru
- Su açma kapama kontrolü
- Sessiz çalışma
- Çalışma esnasında kapağın açılmasını önleyen güvenlik kilit sistemi
- Kapak açık iken işlem sonu temizlik modu

